

この1台でプロフェッショナルなお手入れが自宅で実現。

1台で5つの機能を搭載し、2つのマッサージモードと強弱のレベルを簡単に操作できる美容機器です。肌をやわらげるウォーミングアップと引き締めのマッサージは、まるでフェイストレーニング^{*1}。さらに、独自の三角ヘッドが気になる部分にぴったりフィットし、キュッとハリのある肌へ。



超音波

マッサージによる引き締め

EMS

電気の振動による肌の運動

導入^{*2}

美容成分を浸透^{*2}

温感

じんわり温める

LED

赤色LED搭載

「タッピングモード」と「温感タイトニングモード」肌悩みに応える2つのモード

MODE1 タッピング

肌をやわらげてウォーミングアップ

2分

MODE2 温感タイトニングモード

キュッと引き上げる心地よいマッサージ

6分

MODE1 MODE2 は、
レベルを2段階に調整可能です。
(弱:黄色 強:赤色)

コードレス
タイプ

エステアップV [美容機器]

本体・充電台・ACアダプタ・取扱説明書兼保証書・かんたんマニュアル

※1 肌をつまんで引っ張るような感覚のこと ※2 角層まで

お手入れ方法

アクアコラーゲンを
たっぷり塗布してご使用ください。
乾いてきたり、滑りが悪くなってきたら、
途中で適宜足してください。



コンパクトな三角ヘッドで気になる部分を集中ケア!

目尻の
ライン



鼻の脇



口元



- 1 あご下から耳の下まで
ゆっくりとヘッドを動かします。
- 2 あごからほほの横(耳の横)まで
ゆっくりとヘッドを動かします。
- 3 ほうれい線から小鼻の横を通り、
こめかみまでゆっくりと
ヘッドを動かします。
- 4 額の中心から、外側に向けて
ゆっくりとヘッドを動かします。
- 5 最後に耳の下から、肩にかけて
ゆっくりとヘッドを動かし、
流していきます。

この箇所にはヘッドをあてないようにしてください。

①~⑤の順でMODE1では左右2回程度、
MODE2では左右6回程度お手入れします。